

jinme

by  **dza**

Catálogo de Peças de Mão



Fazendo o mundo sorrir.



Confiança em cada
movimento.

jinme

beleza
+
precisão

Conheça a Jinme

A JINME Medical Technology foi fundada em 2008, com a missão de "facilitar o tratamento odontológico".

Sua sede está localizada na Base da Indústria de Inovação de Guangdong, China. Dedicar-se na pesquisa, fabricação e comercialização de equipamentos odontológicos. Possui mais de 30 patentes aplicadas aos produtos, que estão continuamente em inovação.

Instrumentos desenvolvidos para atender as premissas: Ser simples e com alta eficiência; Proporcionar o melhor torque; Proteger a audição do dentista; e Reduzir o medo dos pacientes.

A Jinme possui uma rede com mais de 50 agentes, escritórios e centros de pós-venda em todo o mundo: serviço de alta qualidade e resposta rápida aos usuários.



jinme

by  dza

- Presente em mais de 50 países
- Primeiro fabricante chinês a obter Certificação ISO 13485, CE e FDA
- Instrumentos certificados pela ANVISA e INMETRO

"Todos os dias nos dedicamos à fabricação de produtos mais seguros, precisos e duráveis para os dentistas. Antes de pensar nos negócios, buscamos a satisfação do dentista com os nossos produtos."

Vincent He, Presidente

"Dado o profundo conhecimento de mercado da DZA Health, seu compromisso inabalável com a qualidade e perspicácia em produtos, estamos confiantes de que nossa colaboração será altamente produtiva, fornecendo juntos excelentes produtos aos dentistas brasileiros."

Kristi Yang, Diretora Comercial

"A DZA Health tem o firme compromisso de selecionar e representar marcas e produtos que se destacam pela sua excelência, qualidade, inovação e tecnologia. Conte conosco para agregar produtos de classe mundial que, indiscutivelmente, acrescentarão um valor excepcional à área da odontologia!"

Rogério Almeida

Design único
Tecnologia inovadora
Excelente custo-benefício
Surpreenda-se!

J1 PLUS



◆ Tecnologia patenteada ◆

Exclusivo sistema de travamento
automático de broca

Sistema Antirretração

→ Protege a peça de impurezas
e contaminação cruzada

Atributos

- ◆ Rolamento Cerâmico Japonês 🇯🇵
- ◆ Revestimento de Titânio → + leve
+ resistente
+ aderência
- ◆ Esterilizável em até 135°C
- ◆ Conexão tipo Borden 2 furos
- ◆ Cabeça Integrada
 - 🛡️ Atenua deformação em caso de queda
 - 🚫 Evita vazamentos de água
 - 🎯 Mais precisão no ângulo do spray

Spray triplo




Push-button



Torque ≥ 21W



J5



LED com dínamo



Spray triplo



Zero Retração

↘ Opcional:
engate rápido



Tecnologia patenteada

Exclusivo Sistema Zero Retração

↘ Protege a peça de impurezas
e contaminação cruzada


LED resistente a 1.000 ciclos
de esterilização

Atributos

- Rolamento Cerâmico Alemão 
- Revestimento de Titânio ↘ + leve
+ resistente
+ aderência
- Esterilizável em até 135°C
- Conexão tipo Borden 2 furos
- Cabeça Integrada
- Push-button

M2

- **Contra-ângulo** CA
- **Peça Reta** SH
- **Micromotor** AM



Sistema com irrigação interna

Micromotor com sistema
de autolubrificação



Previne os defeitos causados
pela falta de lubrificação

- Rolamento Cerâmico Japonês 🇯🇵
- Revestimento Cromado
- Esterilizável em até 135°C
- MM conexão tipo Borden 2 furos
- CA e PR sistema de encaixe intra



- Veja especificações técnicas na página 10

M3

- ◆ **Contra-ângulo** CA
- ◆ **Peça Reta** SH
- ◆ **Micromotor** AM



Spray interno

Push-button

Sistema com irrigação interna

Micromotor menor,
mais leve e mais
ergonômico



Revestimento em Titânio

◆ Tecnologia patenteada ◆

Rolamento Cerâmico Japonês 🇯🇵

Esterilizável em até 135°C

MM conexão tipo Borden 2 furos

CA e PR sistema de encaixe intra

Micromotor com sistema
de autolubrificação

➤ Previne os defeitos causados
pela falta de lubrificação





KIT CLASSIC

J1 PLUS + M2



Sistema completo que atende as necessidades desde a **graduação** até o **futuro profissional**



1 ano de garantia

◆ Inclui:

Turbina de Alta Rotação – J1 PLUS

→ Revestimento em titânio

Micromotor Pneumático – M2-AM

→ Sistema de autolubrificação

Peça de Mão Reta – M2-SH



Contra-ângulo – M2-CA



Rolamentos cerâmicos

Mochila para Notebook

Case Alumínio

Óleo Lubrificante

Garantia estendida durante TODA a graduação*



→ Excelente custo-benefício

◆ *Mediante comprovante de vínculo com instituição de Ensino Superior




KIT PLATINUM

J5 + M2



Turbina
com LED



Sistema completo com LED que atende as necessidades desde a **graduação** até o **futuro profissional**

● Inclui:

- Turbina de Alta Rotação - J5  Revestimento em titânio
- Micromotor Pneumático - M2-AM  Sistema de autolubrificação
- Peça de Mão Reta - M2-SH 
- Contra-ângulo - M2-CA  Rolamentos cerâmicos
- Mochila para Notebook
- Case Alumínio
- Óleo Lubrificante
- Garantia estendida durante TODA a graduação*

**1 ano de
garantia**




● *Mediante comprovante de vínculo com instituição de Ensino Superior



KIT TITANIUM

J5 + M3

Sistema completo que
atende os **profissionais**
mais exigentes



Turbina
com LED

• Inclui:

Turbina de Alta Rotação – J5

Sistema
Zero Retração

Micromotor Pneumático – M3-AM

Sistema de
Autolubrificação

Peça de Mão Reta – M3-SH

Contra-ângulo – M3-CA

Rolamentos
Cerâmicos

Mochila para Notebook

Case Alumínio

Óleo Lubrificante

Garantia estendida durante
TODA a graduação*



1 ano de
garantia

Peças revestidas
em Titânio

*Mediante comprovante de vínculo com instituição de Ensino Superior

Especificações Técnicas



								
Modelo	J1 PLUS	J5	M2-CA	M2-SH	M2-AM	M3-CA	M3-SH	M3-AM
Sistema de conexão	TU	TUP / TUQP	M2-CA	M2-SH	M2-AM	M3-CA	M3-SH	M3-AM
Engate rápido	Borden 2 furos Não	Borden 2 furos Sim, Modelo TUQP	Intra -	Intra -	Borden 2 furos Não	Intra -	Intra -	Borden 2 furos Não
Tipo de encaixe	Push-button	Push-button	Push-button	Anel de tensão	-	Push-button	Anel de tensão	-
Rolamento	Cerâmico Japonês	Cerâmico alemão	Cerâmico Japonês	Cerâmico Japonês	Cerâmico Japonês	Cerâmico Japonês	Cerâmico Japonês	Cerâmico Japonês
Superfície	Titânio	Titânio	Cromada	Cromada	Cromada	Titânio	Titânio	Titânio
LED	Não	Sim, dinamo	Não	Não	-	Não	Não	-
Luminosidade		18.000 Lux						
Spray de água	Interno - triplo	Interno - triplo	Interno	Interno	-	Interno	Interno	-
Pressão do ar	2,8 - 3 Bar	2,8 - 3 Bar	2,8 - 3 Bar	2,8 - 3 Bar	2,8 - 3 Bar	2,8 - 3 Bar	2,8 - 3 Bar	2,8 - 3 Bar
Velocidade de rotação	350.000 - 370.000 rpm	300.000 - 360.000 rpm	18.000 - 20.000rpm	18.000 - 20.000rpm	18.000 - 20.000rpm	18.000 - 20.000rpm	18.000 - 20.000rpm	18.000 - 20.000rpm
Ruído	≤ 60 dB	≤ 60 dB	≤ 65 dB	≤ 65 dB	≤ 65 dB	≤ 65 dB	≤ 65 dB	≤ 65 dB
Torque	≥ 21 W	23 W						
Diâmetro da cabeça	12,5mm	12,5mm	14,2mm			14,2mm		
Comprimento	121,8mm	129,3mm	83,2mm	85mm	92,8mm	83,2mm	85mm	82,9mm
Peso	63g	66g	69,7g	80,1g	84,1g	51g	62,9g	73,9g
Garantia	1 ano*							
Esterilização (autoclave)	Sim, até 135°C							
Vida útil	5 anos ou 1.600 ciclos de esterilização							

• Operação

Usar haste padrão
para cabeça Torque

Contra-ângulo



Peça Reta



Registros ANVISA n.º: 80117589080 e 80117589081



by **dza**

jinme

by  dza

Design único

Tecnologia inovadora

Excelente custo-benefício

Surpreenda-se!



(48) 99196 1721

contato@dza.health

DZA Health Ltda
CNPJ: 51.857.008/0001-00
R. Dr Pedro Ferreira, 155, Sala 1400
Itajaí, Santa Catarina, Brasil

